

# Arcos

## MEDOVD aanmaken

### log in als Root

- 1) Kies optie 3 Procedures systeembeheer
- 2) Kies optie 3 diversen
- 3) Kies optie 9 aanmaken verhuisdiskette
- 4) Selecteer de juiste patiënt(en) door naam of nummer in te voeren
- 5) Selecteer eventueel uit de lijst de gewenste patiënt
- 6) Druk op F8
- 7) Is dit de juiste patiënt >? Kies J en <Enter>
- 8) Kies juiste medium
- 9) 1 HD Diskette 1,44 Mb
- 10) Op de vraag of u wil formatteren kies <J>
- 11) Druk op <Enter>
- 12) Haal de flop eruit

De volgende stappen kan de huisarts uitvoeren, maar eventueel de patiënt zelf ook.

- 13) Zet bestand van de flop via Windows machine over op de Medstick
- 14) De juiste locatie voor het bestand is E:\Medstick\HIS\Inbox
  - (Het kan zijn dat de letter voor uw verwisselbare schijf niet E is maar bijvoorbeeld D, F of G)
  - Het resultaat moet zijn: *E:\Medstick\HIS\inbox\bestandsnaam.EDI*